

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE

DefiMax AED



Défibrillateur semi-automatique intuitif et facile à utiliser.

Défibrillateur AED est conçu pour un usage dans les lieux publics, tels que les centres commerciaux, installations sportives, bureaux, aéroports, gares, etc. Il est entièrement conforme aux directives du Conseil Européen de Réanimation concernant l'utilisation de défibrillateurs automatiques.

Grâce aux commandes vocales et pictogrammes clairs, ainsi qu'un métronome intégré, une personne sans formation médicale peut réanimer une victime d'un arrêt cardiaque soudain jusqu'à l'arrivée des ambulanciers.

La facilité d'utilisation, interface intuitive, plus une technologie biphasique avancée garantissent la plus grande fiabilité du défibrillateur.

**PRODUIT EUROPÉEN
VENDU DANS LE MONDE**

Plus de 25 ans d'expérience, des milliers de moniteurs et défibrillateurs vendus en Europe, Asie, Australie, Afrique et Amérique du Sud.



QUALITÉ
EUROPÉENNE



FACILE
À UTILISER



FIABLE

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Alimentation	batterie 12V
Classe de protection	BF
Sécurité	MDD : 93/42/EEC, 2007/47/EC; EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-4
Poids	3,1 kg sans électrodes
Dimensions	275 x 330 x 120 mm

MODES

Mode DAE

DÉFIBRILLATEUR

Type d'électrodes	adhésives à usage unique
Onde	biphasique avec compensation d'impédance patient
Niveau d'énergie	adultes jusqu'à 300 J enfants jusqu'à 70 J

FONCTIONS ADDITIONNELLES

Métronome de RCP
Autotest
Indicateur de batterie visible

ACCESSOIRES

Électrodes adhésives à usage unique pour adultes
Électrodes adhésives à usage unique pour enfants
Batterie
Sac de transport

