

## DefiMax AED



### Intuicyjny i prosty w użyciu defibrylator półautomatyczny DefiMax AED.

Defibrylator AED przeznaczony do użytku w miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, obiekty sportowe, urzędy, lotniska, stacje kolejowe itp., w pełni zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącymi użycia defibrylatorów automatycznych.

Dzięki zastosowaniu klarownych poleceń głosowych, czytelnych piktogramów oraz wbudowanemu metronomowi, osoba bez wykształcenia medycznego jest w stanie przeprowadzić reanimację osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia, do momentu przybycia ratowników medycznych.

Łatwość użycia, intuicyjny interfejs oraz zastosowana zaawansowana technologia gwarantują jego skuteczne działanie.

### POLSKI PRODUCENT ŚWIATOWY PRODUKT

Ponad 25 lat działalności firmy, tysiące sprzedanych kardiomonitorów i defibrylatorów szpitalom w Polsce, Europie, Azji, Australii, Afryce i Ameryce Południowej.



POLSKI PRODUKT



LATWY W UŻYCIU



NIEZAWODNY

## PARAMETRY TECHNICZNE

### PARAMETRY OGÓLNE

Zasilanie	bateria 12 V
Klasa ochronności	BF
Bezpieczeństwo	MDD: 93/42/EEC, 2007/47/EC; EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-4
Waga	3,1 kg bez elektrod
Wymiary	275 x 330 x 120 mm

### TRYB PRACY

AED

### MODUŁ DEFIBRYLATORA

Pacjent	dorośli i dzieci
Rodzaj impulsu	dwufazowy
Zakres energii	dorośli do 300 J dzieci do 70 J

### DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

Metronom ucisnąć klatki piersiowej oraz oddechów  
Autotest  
Wskaźnik poziomu naładowania baterii

### AKCESORIA

Elektrody jednorazowe dla dorosłych  
Elektrody jednorazowe dla dzieci  
Pakiet baterii

