

SYSTEM CENTRALNEGO NADZORU



FX 3000C



System centralnego nadzoru gromadzący informacje pochodzące ze wszystkich kardiomonitorów połączonych w sieć wraz z FX 3000C.

Umożliwia szybki dostęp do każdego kardiomonitora z dyżurki pielęgniarskiej, dzięki czemu praca personelu medycznego staje się łatwiejsza i efektywniejsza.

System pozwala na interakcję pomiędzy kardiomonitorami i centralą, jak również pomiędzy samymi kardiomonitorami.

Dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu oraz obsłudze poprzez mysz komputerową, klawiaturę lub ekran dotykowy korzystanie z centrali jest niezwykle proste. Centrala systemu umożliwia wydruk informacji z dowolnego kardiomonitora, jak również przeglądanie obszernych archiwów danych.

**POLSKI PRODUCENT
ŚWIATOWY PRODUKT**

Ponad 25 lat działalności firmy, tysiące sprzedanych kardiomonitorów i defibrylatorów szpitalom w Polsce, Europie, Azji, Australii, Afryce i Ameryce Południowej.



POLSKI PRODUKT



ŁATWY W UŻYCIU



NIEZAWODNY

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY OGÓLNE

Zasilanie	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Akumulator	12 VDC
Klasa ochronności	I, CF
Bezpieczeństwo	MDD: 93/42/EEC, 2007/47/EC; EN 60601-1

MONITOR

Kolorowy wyświetlacz	LCD TFT 19", 24"
Trendy	24 - 120 godz.

RODZAJE PREZENTACJI

Pełny podgląd	wszystkich pacjentów
Podgląd grupy	4, 8 pacjentów lub inny
Pojedynczy podgląd	1 pacjent (kopia ekranu kardiomonitora)

TYP POŁĄCZENIA SIECIOWEGO

Ethernet

INFORMACJE DODATKOWE

Obsługa za pomocą klawiatury i myszy komputerowej
Połączenie z drukarką laserową (format A4)
Wydruk bieżący i z archiwum
Wydruk uruchamiany z centrali lub dowolnego monitora przytóżkowego
Archiwum "Full disclosure"
Alarmy optyczne i akustyczne
Automatyczna identyfikacja monitora przytóżkowego, na którym został aktywowany alarm
Możliwość zmiany i dostosowania ustawień kardiomonitora z pozycji centrali

OPCJE DODATKOWE

Ekran dotykowy
Współpraca z modułami telemetrycznymi
Zdalny podgląd ekranu centrali
Archiwum alarmów
Przenoszenie danych do PC
Możliwość rozbudowy o drugi i trzeci stopień monitorowania

