

DefiMax AED



Intuicyjny i prosty w użyciu defibrylator półautomatyczny DefiMax AED.

Defibrylator AED przeznaczony do użytku w miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, obiekty sportowe, urzędy, lotniska, stacje kolejowe itp., w pełni zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącymi użycia defibrylatorów automatycznych.

Dzięki zastosowaniu klarownych poleceń głosowych, czytelnych piktogramów oraz wbudowanemu metronomowi, osoba bez wykształcenia medycznego jest w stanie przeprowadzić reanimację osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia, do momentu przybycia ratowników medycznych.

Łatwość użycia, intuicyjny interfejs oraz zastosowana zaawansowana technologia gwarantują jego skuteczne działanie.

POLSKI PRODUCENT ŚWIATOWY PRODUKT

Ponad 25 lat działalności firmy, tysiące sprzedanych kardiomonitorów i defibrylatorów szpitalom w Polsce, Europie, Azji, Australii, Afryce i Ameryce Południowej.



POLSKI PRODUKT



ŁATWY W UŻYCIU



NIEZAWODNY

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY OGÓLNE

Zasilanie	bateria 12 V
Klasa ochronności	BF
Bezpieczeństwo	MDD: 93/42/EEC, 2007/47/EC; EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-4
Waga	3,1 kg bez elektrod
Wymiary	275 x 330 x 120 mm

TRYB PRACY

AED

MODUŁ DEFIBRYLATORA

Pacjent	dorośli i dzieci
Rodzaj impulsu	dwufazowy
Zakres energii	dorośli do 300 J dzieci do 70 J

DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

Metronom ucisnąć klatki piersiowej oraz oddechów
Autotest
Wskaźnik poziomu naładowania baterii

AKCESORIA

Elektrody jednorazowe dla dorosłych
Elektrody jednorazowe dla dzieci
Pakiet baterii

